

CZ

BĚLÍCÍ GELOVÉ NÁPLASTI

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si pro snadné a jednoduché bělení zubů vybral naše náplasti na bělení zubů.

Důležité tipy:

1. Abyste dosáhli bělejšího a zářivějšího úsměvu, používejte bělicí náplasti pravidelně každé tři měsíce.
2. Abyste dosáhli a zachovali lepší bělicí účinek, snažte se během období používání omezit či úplně zanechat kouření, pití kávy, čaje, kolových nápojů či červeného vína. Také se snažte nekonzumovat potraviny, které jsou známé pro svou vysokou schopnost pigmentace, jako jsou třešně a borůvky.
3. Pokud s aplikací začnete, je třeba, abyste během dvou týdnů s kúrou nepřestávali.
4. Součástí balení je kontrolní stupnice zbarvení zubů.

Tyto bělicí náplasti jsou elastické a jsou opatřeny gelem s vysokou hustotou a účinností. Proto při aplikaci a manipulaci nemusíte mít obavy – gel nesteče do ústní dutiny či na ruce nebo rty. Postup pro aplikaci náplastí viz níže.



Uchopte za hranu a odlepte ochranný proužek .



Stranu s gelem otočte k povrchu zubů.



Jemně přitlačte a prstem proužek upravte. Ujistěte se, že zcela přilnul k povrchu zubů



Po 30 minutách proužek sundejte a vyhodte.

Použití:

1. Náplast uchopte za hranu a odloupněte ho z plastové fólie. Otočte stranu s gelem k povrchu zubů.
2. Kontrolujte se v zrcadle. Vyrovnajte rovnou hranu náplasti s hranou dásně, jemně přitiskněte k horní řadě zubů a prsty nastavte do požadované polohy. Ujistěte se, že proužek úplně přilnul k povrchu zubů.
3. Postup opakujte s druhou náplastí.
4. Po zhruba 30 minutách obě náplasti odstraňte a vyhodte.
5. Abyste ze zubů odstranili zbytky gelu, vyčistěte je kartáčkem a následně ústa vypláchněte vodou.
6. Tímto způsobem aplikujte náplasti 1 x denně po dobu 2 týdnů.

Rady pro uživatele:

1. Nepoužívejte bělicí náplasti ihned po čištění zubů. Mezi čištěním a jejich aplikací byste měli dodržet odstup alespoň jedné hodiny.
2. Náplasti nepoužívejte opakovaně. Po použití je vyhodte.
3. Látka použita na náplastích je zdraví nezávadná a spolknutí malého množství gelu není škodlivé.
4. Abyste ze zubů odstranili zbytky gelu, vyčistěte je kartáčkem a následně ústa vypláchněte vodou.
5. Pokud náplast během aplikace na zubech vyschne, před odstraněním ji navlhčete.

Důležitá upozornění:

1. Bělicí náplasti nepoužívejte, pokud trpíte ústními vředy, afty, pokud máte nemocné dásně či po chirurgickém zákroku v ústní dutině.
2. Pokud máte citlivé zuby, před použitím náplasti byste se měli poradit se zubním lékařem.
3. Pokud se gel dostane do kontaktu s očima, důkladně je vypláchněte.
4. Tento produkt není určen pro děti do 12 let a těhotné ženy.
5. Vedlejší účinky tohoto výrobku jsou vzácné. V případě nepříznivých projevů přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého praktického lékaře.